



## **Sporicidin<sup>®</sup> Bulletin No. 403**

### **Special Instructions for Cleaning and Decontamination of Surfaces/Objects Soiled with Blood/Bodily Fluids Against HIV (Human Immunodeficiency Virus)**

#### **Sporicidin<sup>®</sup> Disinfectant Spray (EPA Reg. Nos. 8383-4)**

**Personal Protection** Persons handling items soiled with blood or body fluids likely to be contaminated with HIV (Human Immunodeficiency Virus) must protect themselves by use of disposable latex gloves, gown, masks and eye covering.

**Decontamination of Contaminated Objects** Immediately after use, items contaminated with blood, body fluids, or other soils that may contain HIV (Human Immunodeficiency Virus) must be sprayed to thoroughly wet with Sporicidin<sup>®</sup> Disinfectant Solution for at least 1 minute before further processing.

**Cleaning Procedure** Following decontamination, objects and surfaces are moved to the cleaning and preparation areas where they are washed, rinsed and rough dried to remove all blood and body fluids before application of the disinfectant.

**Contact Time for Disinfection** Spray to thoroughly wet entire object or surface. HIV (Human Immunodeficiency Virus) is killed within 1-minute contact time. Note: Use a 10-minute contact time for other organisms. This product should not be used for disinfection of critical or semi-critical items.

**Disposal of Infectious Materials** Blood and other bodily fluids should be autoclaved and disposed of according to local regulations for infectious waste disposal.

SPO011  
120810

**Bulletin No. 403 de Sporicidin**<sup>®</sup>

**Instructions Spéciales pour le Nettoyage et la Désinfection de Surfaces/Objets Souillés avec du Sang/Liquides Corporels contre le VIH - Virus de l'immunodéficience Humaine**

**Désinfectant Sporicidin**<sup>®</sup> en Vaporisateur  
(EPA Reg. Nos. 8383-4)

**Protection Personnelle:** Toutes personnes manipulant des objets souillés avec du sang ou des liquides corporels qui sont probablement contaminés avec le VIH - Virus de l'immunodéficience Humaine doivent se protéger en utilisant des gants de latex et/ou nitrile jetables, un survêtement, un masque et des lunettes de protection.

**Décontamination d'objets contaminés.** Immédiatement après usage, les articles contaminés de sang et/ou de liquides corporels qui pourraient contenir le VIH - Virus de l'immunodéficience Humaine doivent être complètement vaporisés avec la Solution Désinfectante Sporicidin<sup>®</sup> pour au moins 1 minutes avant le prochain traitement.

**Procédures de Nettoyage:** Après la décontamination, les objets et surfaces doivent être déplacés à l'aire de nettoyage et de préparation où ils seront lavés, rincés et séchés pour ôter toutes traces de sang et de liquides corporels avant l'application du désinfectant.

**Temps de Contact pour une Désinfection :** Vaporisé l'objet ou la surface pour qu'il soit complètement mouillé. Le VIH - Virus de l'immunodéficience Humaine est tué en moins d'une (1) minute de temps de contact. Note : Utiliser un temps de contact de 10 minutes pour d'autres organismes. Ce produit ne devrait pas être utilisé pour la désinfection d'objets critiques ou semi-critiques.

**Enlèvement des Matières Infectieuses:** Le sang et les autres liquides corporels doivent être stérilisés et jetés selon les règlements locaux pour la disposition de matières infectieuses.